

使用说明书

1 使用步骤

- 1) 静坐后，任一手臂平放于桌面，尽量和心脏齐平，血压计绑在离手腕约 1cm 处
- 2) 打开手机进入小程序
- 3) 给血压计供电（5vUSB），确认小程序蓝牙连接成功
- 4) 点击开始测量，耐心等待，血压计开始充气为正常现象
- 5) 测量完毕，小程序会显示测量结果，单位为 mmHg
- 6) 点击左上角返回，可在主界面-历史查看测量记录的走势图，点击更多详情查看每次数据

2 注意事项

- 1 测量前，袖带需绑紧，大约贴合手臂即可
- 2 手腕与心脏等高
- 3 测量时保持手臂静止
- 4 充气时间 13s，排气测量约 15s，整个过程约 30s
- 5 绑的位置不同会造成测量结果差异，每次测量尽量绑在一处